

R.R.Gen

Model 1.6.1

(Raymond Rife Generator)

Access Point:	R.R.Gen
	192.168.4.1
Password:	12345678

User Manual

Premise

Everything created has its own vibration.
According to quantum mechanics, matter is never inert, but is constantly in a state of motion, of continuous vibration.
The Austrian physicist Fritjof Capra said:

«Each particle perpetually sings its song».

Everything that makes up reality vibrates.
Many scientists have studied the healing effect of frequencies.
Dr. Royal Raymond Rife in the 1920s developed a device based on frequencies to heal almost any disease.
Even inanimate and dense objects such as stones that appear to us as solid matter are, in fact, forms of energy that vibrate, albeit at very slow frequencies.

Everything in the Universe is vibrating energy and therefore sound.

We are no longer used to listening, to perceiving these vibrations.
The main difference between our civilization and some of the advanced ancient civilizations is precisely in the concept of energy.
Ours is based on the production of energy from various sources: coal, oil and gas (dirty, polluting and expensive), nuclear (contaminating and extremely expensive).
The concept of energy of the ancients was instead based on the amplification of the energy produced by natural sources through the use of geometric shapes, such as the pyramid, the cone and the circle, and the elements of sacred geometry such as the equilateral triangle, the hexagon, the π , the ϕ or Golden Section and the Flower of Life.

R.R.Gen

Model 1.6.1

(Raymond Rife Generator)

All these geometric shapes and those generated by the Golden Section ratio cause the movement of energy and increase its intensity.

They amplify the natural energy sources existing underground produced by metals and minerals, by underground waterways, by quartz crystals.

Every chemical reaction, every element, atom or molecule is held together by small electromagnetic bonds created by resonance and frequency.

There is a basic symphony, a primordial vibration that guides everything that is present in the Universe and every living being resonates with this symphony.

Reprogramming cells with frequencies

This technology has numerous fields of application to improve our existence on our beautiful planet.

Operation

The R.R.Gen generator is a device that generates pulsed electromagnetic impulses (PEMF) that help balance the energy and life force of the human body, for greater overall well-being.

With normal use, you can experience good results and general well-being.

The power generated is minimal and has no side effects, even if the wrong treatment is chosen.

User Manual

- **Turning it on and off**
 - To turn the device on or off, operate the slide switch referring to the silkscreen on the panel
- **Connecting to your smartphone**
 - Turning on the device
 - Open the WiFi management menu


R.R.Gen

Model 1.6.1

(Raymond Rife Generator)

- Turn on the WiFi and search for the one named "R.R.Gen" followed by a number (this is a unique number that is different for each device) and select it
- in most phones the main page should open automatically, otherwise you will need to pull down to refresh or tap on the notification that opens after connecting
- if you still have difficulty connecting, Perform the procedure described in the next point, which is required for use with a PC
- For use with a PC (with WiFi connection) open a browser and search for the page at 192.168.4.1 and the main menu page will open
- **Navigating the menus**
 - The main page or MENU has buttons for navigation:
 - selection of treatment
 - help / quick guide
 - a blue button for settings
- After a selection or execution of a treatment, at the beginning, there may be green buttons to link to "favorite" treatments (maximum 3)
- **The settings**
 - at the top is displayed:
 - the version and date of the last software update
 - the name of the active treatment package
 - the serial number of the device (3 groups of 6 digits) that is required for the purchase of other packages with additional treatments in addition to those already present
 - a series of possible choices
 - the name of the user (it is possible to enter up to 5 different users that can be used to define groups of personalized treatments)
 - selections for preferred language
 - selection for active treatment package
 - the number of repetitions of the treatments to be performed
 - the intensity of the green LED light (for night or in bright light)
 - the cancel and confirm buttons

- **Searching for and selecting a treatment**
 - after selecting a treatment, you can perform several actions:
 - perform ONLY the selected treatment once (red button)
 - if you have previously entered a number of repetitions, perform the selected treatment and possibly the others in your favorites
 - simply add the selected treatment that will be placed in the first position
- **The execution of a treatment**
 - you can proceed in 2 ways:
 - you can perform a treatment starting from the main page, choosing it from the favorites and confirming its execution
 - you can search for it among those present in the active package, select it and confirm its execution
 - in any case the chosen treatment will be added to the first position of the favorites
 - the duration of the treatments depends on the number of frequencies of the treatment itself and the execution times for each frequency (on average each treatment lasts approximately 30 minutes)



Manuale dell'utente

Premessa

Ogni cosa creata ha una propria vibrazione.

Secondo la meccanica quantistica, la materia non è mai inerte, ma è costantemente in uno stato di moto, di vibrazione continua.

Il fisico austriaco Fritjof Capra diceva: «Ciascuna particella canta perennemente la sua canzone».

Tutto ciò che compone la realtà, vibra.

Molti scienziati hanno studiato l'effetto curativo delle frequenze.

Il dr. Royal Raymond Rife negli anni '20 del secolo scorso sviluppò un dispositivo basato sulle frequenze per guarire quasi ogni malattia.

Anche oggetti inanimati e densi come le pietre che ci appaiono materia solida, di fatto, sono forme di energia che vibrano, seppure a frequenze molto lente.

Tutto nell'Universo è energia in vibrazione e quindi suona.

Non siamo più abituati all'ascolto, a percepire queste vibrazioni.

La differenza principale tra la nostra civiltà e alcune delle civiltà antiche avanzate è proprio nel concetto di energia.

Il nostro si basa sulla produzione di energia da varie fonti: il carbone, il petrolio e il gas (sporchi, inquinanti e costosi), il nucleare (contaminante ed estremamente costoso).

Il concetto di energia degli antichi si basava invece sull'amplificazione dell'energia prodotta da sorgenti naturali tramite l'utilizzo di forme geometriche, come la piramide, il cono e il cerchio, e degli elementi della geometria sacra come ad esempio il triangolo equilatero, l'esagono, il π , il ϕ o Sezione Aurea e il Fiore della Vita.

Tutte queste forme geometriche e quelle generate dal rapporto della Sezione Aurea, causano il movimento dell'energia e ne aumentano l'intensità.

Esse amplificano le fonti di energia naturale esistenti nel sottosuolo prodotte da metalli e minerali, da corsi d'acqua sotterranei, dai cristalli di quarzo.

Ogni reazione chimica, ogni elemento, atomo o molecola vengono tenuti assieme dai piccoli legami elettromagnetici creati da risonanza e frequenza.

R.R.Gen

Model 1.6.1

(Raymond Rife Generator)

C'è una sinfonia di base, una vibrazione primordiale che guida tutto ciò che è presente nell'Universo e ogni essere vivente entra in risonanza con questa sinfonia.

Riprogrammare le cellule con le frequenze

Questa tecnologia ha numerosi campi di applicazione per migliorare la nostra esistenza sul nostro bel pianeta.

Funzionamento

Il generatore R.R.Gen è un dispositivo che genera degli impulsi elettromagnetici pulsati (PEMF) che aiutano a bilanciare l'energia e la forza vitale del corpo umano, per un maggiore benessere generale.

Con un normale uso, è possibile riscontrare buoni risultati e un benessere generale.

La potenza generata è minima e non ha effetti collaterali, anche se viene scelto un trattamento errato.

Manuale dell'utente

- **Accensione e spegnimento**
 - Per accendere o spegnere il dispositivo agire sull'interruttore a slitta facendo riferimento alla serigrafia riportata sul pannello
- **Collegamento allo smartphone**
 - Accendere il dispositivo
 - Aprire il menu di gestione della WiFi
 - accendere la WiFi e cercare tra le reti disponibili quella denominata "R.R.Gen" seguita da un numero (si tratta di un numero univoco che è diverso per ogni dispositivo) e selezionarla
 - nella maggior parte dei telefoni si dovrebbe aprire automaticamente la pagina principale, altrimenti sarà necessario toccare e trascinare verso il basso la videata per ricaricarla o fare tap sulla notifica che si apre dopo la connessione
 - se si dovesse avere ancora difficoltà a collegarsi, eseguire la procedura descritta al punto successivo, necessaria per l'uso con un PC
 - per l'utilizzo di un PC (con connessione WiFi) aprire un browser e cercare la pagina all'indirizzo 192.168.4.1 e si aprirà la pagina principale del menu

- **Navigazione nei menu**
 - La pagina principale o **MENU** presenta i pulsanti per la navigazione:
 - selezione del trattamento
 - un piccolo aiuto
 - un pulsante blu per le impostazioni
 - dopo una selezione o una esecuzione di un trattamento, all’inizio, possono esserci dei pulsanti verdi di collegamento rapido a trattamenti “preferiti” (massimo 3)
- **Le impostazioni**
 - in alto viene visualizzato:
 - la versione e la data dell’ultimo aggiornamento del software
 - il nome del pacchetto di trattamenti attivo
 - il numero seriale del dispositivo (3 gruppi di 6 cifre) che è necessario per l’acquisto di altri pacchetti con ulteriori trattamenti oltre a quelli già presenti
 - una serie di scelte possibili
 - il nome dell’utente (è possibile inserire fino a 5 utenti diversi che possono essere usati per definire dei gruppi di trattamenti personalizzati)
 - la scelta per la lingua preferita
 - la scelta del pacchetto da sfogliare
 - il numero di ripetizioni dei trattamenti da eseguire
 - l’intensità della luce del led verde (per uso notturno o in piena luce)
 - i pulsanti di annulla e di conferma
- **La ricerca e selezione di un trattamento**
 - dopo la selezione di un trattamento, si potranno eseguire diverse azioni:
 - eseguire una volta SOLO il trattamento selezionato (tasto rosso)
 - se è stato inserito in precedenza un numero di ripetizioni, eseguire il trattamento selezionato ed eventualmente gli altri presenti nei preferiti
 - semplicemente aggiungere ai preferiti il trattamento selezionato che verrà posizionato alla prima posizione
- **L’esecuzione di un trattamento**

R.R.Gen

(Raymond Rife Generator)

Model 1.6.1

- si può procedere in 2 modi:
 - si può eseguire un trattamento partendo dalla pagina principale, scegliendolo tra i preferiti e confermandone l'esecuzione
 - si può cercarlo tra quelli presenti nel pacchetto attivo, selezionarlo e confermarne l'esecuzione
- in ogni caso il trattamento scelto verrà aggiunto alla prima posizione dei preferiti
- la durata dei trattamenti dipende dal numero di frequenze proprie del trattamento stesso e dai tempi di esecuzione per ogni frequenza (mediamente ogni trattamento dura circa 30 minuti)

